

## Vervangen van de harskorrels van de MelaDem37

### Voor dat u begint:

- Zet de autoclaaf uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Zet de waterkraan dicht. Wanneer u dit niet doet dan zal er een hoop water gemorst worden.
- Ondanks dat de kraan uit staat, zal er toch wat restwater uit de MelaDem37 komen. Houd voor de zekerheid een doek / dweil bij de hand.
- Wanneer u een MelaJet sproeipistool heeft dan kunt u daarmee overtollig water uit de MelaDem37 verwijderen.

### Verwijderen van de oude vulling:

- Verwijder het blauwe kunststof kapje van de MelaDem37 en draai met de meegeleverde inbussleutel de blauwe metalen dop los van de huls.
- Let hierbij op de rubber ring die tussen de blauwe dop en de huls zit, deze moet later weer correct worden teruggeplaatst.
- Neem de binnenkoker uit de buitenhuls, let op dit kan stroef gaan.
- Verwijder het kunststof borgpennetje wat zich aan de buitenkant in de bovenrand van de binnenhuls bevindt, en daarna kunt u de witte dop van de binnenhuls afhalen.
- Verwijder het stukje schuimrubber, maar gooit dit niet weg!
- Gooi de gebruikte harskorrels weg, dit mag gewoon bij het huis-, tuin- en keuken afval.

### Aanbrengen van de nieuwe vulling:

- Vul de binnenhuls met de nieuwe harskorrels, echter tot ongeveer 2 cm onder de rand, zodat het stukje schuimrubber daar weer netjes in past.
- U mag de huls wel even schudden, maar de korrels absoluut niet aanstampen, ze moeten namelijk losjes in de huls zitten.
- Plaats het stukje schuimrubber terug in de huls, de witte dop op de binnenhuls en het borgpennetje weer terug in de uitsparing.
- Spoel eerst de buitenzijde van de binnenhuls schoon, zodat er geen harskorreltjes meer aan kleven. Deze zouden anders in de autoclaaf kunnen komen en deze kan daardoor verstopt raken.
- De buitenhuls even leeggooien en omspoelen is ook raadzaam, deze is namelijk los te halen van de autoclaaf.
- Plaats de binnenhuls terug in de buitenhuls, de kant met het borgpennetje is de bovenkant!
- Plaats de blauwe metalen dop terug op de buitenhuls, let op dat de rubber ring netjes past.
- Zet de blauwe metalen dop eerst losjes vast, controleer of de rubber ring goed zit, en draai vervolgens de bouten kruislings stevig aan.
- De inbussleutel kan onder de blauwe afdekkap op de magneetjes blijven liggen.
- Nu kan de kraan weer open en de autoclaaf weer aan. (stekker in het stopcontact)

Houd 1 zakje harsvulling op voorraad, en bewaar dit in de koelkast: bestelnr 51190.